

# バイタルウォッチ

— SenSu-HTV0 —

## 特長 1

バイタルデータを自動収集し、  
内蔵メモリに保持

## 特長 2

複数のセンサーを  
サポート

## 特長 3

当社ゲートウェイ (SenSu-HGT0) を利用し同時に 100 台までクラウド  
環境にバイタルデータの自動送信が可能 ※実測値 20 台分の 24 時間データを 25 分で転送

### バイタルデータの測定結果を自動でクラウド管理!

#### 製品




#### 計測データ

| 測定項目                      | 単位   | 備考            |
|---------------------------|------|---------------|
| 歩数                        | 歩    | 累計歩数          |
| 脈拍                        | 回/分  |               |
| 血圧                        | mmHg | 最高血圧/最低血圧     |
| SpO <sub>2</sub> (血中酸素濃度) | %    |               |
| 呼吸数                       | 回/分  |               |
| 心拍数                       | 回/分  | 心拍変動・変動係数より算出 |
| 体温                        | ℃    |               |

※指定した時間ごとの計測データを保存、送信します。

## システム構成図



※クラウドサーバー/ローカルサーバーともに対応可能  
 ※サーバーアプリも用意。ご要望によりカスタマイズも可能(有償)

## 仕様

| 項目       | 仕様  |
|----------|---|
| 通信機能     | BLE (Bluetooth 4.0)   |
| データ保存    | SDメモ리카ード ※クラウドサーバーに送信後自動消去  |
| 測定周期     | 基本設定10分 10/20/30/40/50/60分に変更可能                                       |
| 防水       | IP68 ※お湯や温泉に浸さないでください   |
| バッテリー・容量 | リチウムポリマー電池、105mAh   |
| 充電       | DC+ 5V、充電用USB端子にて充電が可能<br>充電時間：2時間<br>※2A未満にてご利用ください                  |
| 動作時間     | 5日～10日  |
| 動作温度・湿度  | 0～40℃、10～90%  |
| 重量       | 25g   |
| 色        | ブラック  |
| 付属品      | アプリケーション説明書<br>※当社が製造販売するヘルスケアゲートウェイと組み合わせて利用する場合は別途、システム説明書を準備しています。 |

### 【お問い合わせ】

**ITbook** テクノロジー

ITbookテクノロジー株式会社

デジタルテクノロジー事業本部

〒190-0022東京都立川市錦町1-8-7立川錦町ビル8F

TEL:042-523-1177 FAX:042-523-7070

Email:sales@itbook-tec.co.jp

<https://www.itbook-tec.co.jp/>

### 【販売店】